

## ***Recommandations simples pour la réalisation de prélèvements cutanés à but d'expertise mycologique (hors recherche de Malassezia sp.)***

*(Document disponible sur [www.lns.public.lu/telechargement/](http://www.lns.public.lu/telechargement/))*

### **MATÉRIEL STÉRILE NÉCESSAIRE AU PRÉLÈVEMENT**

**Grattoir/scalpel** pour les lésions squameuses ou poudreuses, **pince à épiler** pour les régions pileuses, **pince coupante** pour les ongles, **pot de recueil stérile**.

*Éviter autant que possible les prélèvements par écouvillonnage pour les recherches mycologiques cutanées.*

### **PRÉLÈVEMENT**

Chaque lésion individualisée cliniquement doit être prélevée séparément.

- **Lésion cutanée squameuse** : prélever au grattoir ; en cas de lésion en cocarde, prélever à la périphérie de la lésion.
- **Lésion cutanée bulleuse** : bien penser à récupérer le toit de la bulle ; le liquide peut être écouvillonné pour examen bactériologique si nécessaire (surinfection bactérienne ?).
- **Lésion cutanée des poils ou des cheveux** : prélever à la pince à épiler au niveau du site de l'infection, et compléter autant que possible par un grattage des squames.
- **Lésion unguéale**
  - o Avant le prélèvement, dégager autant que possible la zone visiblement infectée à l'aide d'une pince coupante.
  - o Prélever au grattoir au niveau de la lésion.
  - o A défaut et si l'ongle n'est pas suffisamment poudreux, récupérer des morceaux à la pince coupante.

### **IDENTIFICATION ET CONSERVATION**

Bien identifier le prélèvement, ainsi que son origine (nature et zone du prélèvement). Joindre l'ordonnance du médecin ou le bon de demande d'analyse LNS, disponible sur [www.lns.public.lu/telechargement/](http://www.lns.public.lu/telechargement/).

Les prélèvements se conservent à **température ambiante**. Ils doivent parvenir au laboratoire **dans les 5 jours**.