

### Commande de matériel

Cette commande est à envoyer par Email ([LNSMagasin@lns.etat.lu](mailto:LNSMagasin@lns.etat.lu)) ou FAX (+352 28 100 232)

Demandeur (Clinique / Médecin / Institution médicale) :	
Service / Responsable / Interlocuteur (Nom / Tél.) :	
Date de la commande et signature:	

No LNS	DESIGNATION	QUANTITE DEMANDEE (Nombre de pièces)
01760	Pots de Biopsie (couvercle rouge – 40ml)	
11041	Seau blanc 3,0l avec couvercle pour pièce opératoire	
11042	Seau blanc 5,7l avec couvercle pour pièce opératoire	
06386	Pots stériles (avec couvercle bleu)	
02218	Pots d'urine pour analyse toxicologique	
06489	(avec couvercle)	
03018	Fixateur Liquide de Michel (flacon de 40ml)	
00185	Frottis Grippe	
03297	Ecouvillons sec pour prélèvements service BACTERIOLOGIE (Bouchon rouge )	
03296	Frottis pour prélèvements bactériologiques avec milieu (Bouchon bleu)	
00860	BD MAX UVE Specimen Collection Kit.	
06873	Tubes servant de milieu de transport pour les selles	
03403	(incl. tubes d'envoi)	
	Récipients porte-lames	
09366	Streckeröhrchen NIPT/DPNI	
03271	Formol 4 % tamponné (5l Bidon)	
06414	Sachet de conditionnement <b>rouge</b> pour prélèvement histologique	
11043	Sachets <b>grandes</b> pour pièce opératoire (pour seaux de 3,0l et 5,7l)	
06411	Sachets <b>blancs</b> pour prélèvements matière biologique à température 2-8° C	
06415	Sachets <b>verts</b> pour matière biologique à température ambiante 10-25° C	
06408	Sachets <b>bleus</b> pour prélèvements matière biologique congelés	
01014	Boîtes en carton pour tout envoi de matériel infectieux	